

## Røroversikt og -behandling

Rørtype/rekkefølge <sup>1</sup>	Kork-/ringfarge <sup>2</sup>	Blanding etter fylling	Henstand før sentrifugering <sup>3</sup>	Sentrifugehastighet og tid (v/18-25°C)
Serumrør u/tilsetning	Hvit/Sort	-	Min. 60	1800-2200 G i 10-15 min
Koagulasjonsrør (Na-Citrat eller CTAD <sup>4</sup> )	Blå/Sort	4 – 5 x	-	1500-2000 G i 10 min <sup>5,6,9</sup> 3000 G i 5 min
Serumrør m/koagulasjonsaktivator	Rød/Sort	5 – 10 x	Min. 30 min	1800-2200 G i 10-15 min 3000 G i 5 min 4000 G i 4 min
Serumrør m/koagulasjonsaktivator og gel	Rød/Gul	5 – 10 x	Min. 30 min	1800-2200 G i 10-15 min 3000 G i 5 min 4000 G i 4 min
Trombin – serum hurtigseparator <sup>7</sup>	Orange/Gul	5 – 10 x	Min. 5 min	1800 G i 10 min eller 3000 G i 5 min
Heparinrør	Grønn/Sort	5 – 10 x	-	1800-2200 G i 10-15 min 3000 G i 5 min 4000 G i 4 min
Heparinrør m/gel	Grønn/Gul	5 – 10 x	-	1800-2200 G i 10-15 min 3000 G i 5 min 4000 G i 4 min
EDTA rør	Lilla/Sort	5 – 10 x	-	1800-2200 G i 10-15 min
EDTA rør m/gel	Lilla/Gul el. Hvit/Gul	5 – 10 x	-	1800-2200 G i 10-15 min
Glukose/laktat rør	Grå/Sort	5 – 10 x	-	1800-2200 G i 10-15 min
Glukose FC-mix rør	Rosa/sort	10 x		1800 G i 10 min 3000 G i 5 min
Senkningsrør	Sort/Sort	Minimum 5 x	-	-
ACD-A, ACD-B og CPDA rør	Gul/Sort	Minimum 5 x	-	-
Andre rør				
Spormetallrør Heparin <sup>8</sup>	Mørkeblå/Sort	5 – 10 x	-	1800-2200 G i 10-15 min

- 1) I henhold til CLSI Standard H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venepuncture; Approved Standard – Sixth Edition. Eventuelle glass til blodkultur skal alltid fylles først. Dersom spesielle koagulasjonsanalyser skal utføres (andre enn aPTT og PT-INR), bør et rør uten tilsetning (rør med hvit kork eller "kasterør") fylles før Na-Citrat røret.
- 2) Delvolum rør (pediatriske rør) har hvit ring i korken
- 3) Rør til fremstilling av serum må stå rett opp og ned i et stativ under koagulering, og sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking
- 4) Kork-/ringfarge er Blå/Gul
- 5) Sentrifugehastighet og-tid gjelder for trombocytffattig plasma
- 6) For trombocytffritt plasma: 2500-3000 G i 20 min.
- 7) Bør blandes raskt etter prøvetaking og settes stående
- 8) Det er anbefalt at dette røret skal tas som en egen blodprøve, eller alternativt som det siste røret i en tapping.
- 9) For blodplattetester : 150 G i 5 min

**MERK:** Hvis gelforflytningen tidvis ikke er tilstrekkelig (spesielt på grunn av en hematokritt på > 50 %), anbefales bruk av høyere g-kraft og lengre sentrifugeringstid