

# Prøvetakingskurv



**En praktisk og lett prøvetakingskurv med utskiftbart innredningsbrett, utstyrsskuff, stativ for prøverør og bærehåndtak med gummiforing. Innredningsbrettet finnes i to forskjellige utgaver med plass for stativ til henholdsvis 13 mm og 16 mm prøverør.**

- Størrelse (h x l x b): 148mm x 429mm x 234mm
- Vekt: 1.33 kg med innredningsbrett og stativ for prøverør
- Materiale prøvetakingskurv: ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)
- Materiale innredningsbrett: Polystyrene
- Temperaturbestandighet for prøvetakingskurv: -10...+90 °C
- Temperaturbestandighet for innredningsbrett: -10...+70 °C
- Kan desinfiseres med kommersielle desinfeksjonsmidler eller 70 % etanol-løsning. Unngå løsemiddelbaserte vaskemidler og vaskemidler med ekstrem pH verdi.

## Tilleggsutstyr:



Lokk til kurven



Ekstra sidebokser til kurven



Risikoavfallsbeholder

Prod. nr.	Produkt beskrivelse
HS2200A	Droplet™ Prøvetakingskurv A for 13 mm rør, inkl. 2 innredningsbrett
HS2200B	Droplet™ Prøvetakingskurv B for 16 mm rør, inkl. 2 innredningsbrett
HS2201A	Droplet™ Innredningsbrett A for 13 mm rør (pk. á 4 stk.)
HS2201B	Droplet™ Innredningsbrett B for 16 mm rør (pk. á 4 stk.)
HS2202	Droplet™ Lokk til Prøvetakingskurv
HS2203	Droplet™ Ekstrabokser til Prøvetakingskurv (pk. á 2 stk)
HS21001B	Sharp Shute Risikoavfallsbeholder 1.4 l